Notice technique

Convertisseur pour contaminamètre

Version 1

Juin 2011

Utilisation

Matériel indispensable

Cette application utilise le support Excel pour fonctionner. La programmation étant réalisée sous visual Basic, vous devez disposer des droits suffisant pour autoriser l'activation des macros commandes. Pour une utilisation sur Macintosh seul les versions antérieure à 2007 accepte les macros commandes, sur PC les versions postérieure à 1995 accepte les macros commandes.

Effectuer un calcul d'activité

Vous effectuez un contrôle sur zone avec un ictomètre et sa sonde effectuer les opérations suivantes :

- Relevez le type de sonde ou de contrôleur,
- Relevez le résultat de comptage du bruit de fond (temps d'acquisition et comptage)
- Effectuez le contrôle direct ou indirect
 - Dans le cas d'un contrôle directe estimez l'étendu de la zone contaminée (cm²)
 - Dans le cas d'un contrôle indirecte frottez une surface de 100cm² ou 300cm².
- Relevez le résultat de comptage brut (temps d'acquisition et comptage)



Sélectionner le détecteur utilisé lors du contrôle dans la liste déroulante :



Saisir le spectre isotopique de référence pour lequel sera définit l'activité équivalente correspondant au contrôle effectué. Attention la version actuelle ne gère pas la filiation radioactive.

Nous vous proposons un exemple ou le choix du spectre est constitué de Sr90 en équilibre séculaire avec Y90.

Sélectionnez le 90Sr comme *radioélément présent* et saisir 50 en *pourcentage de présence* puis cliquer sur Saisir.

Sélectionnez le 90Y comme *radioélément présent* et saisir 50 en *pourcentage de présence* puis cliquer sur Saisir.

Calcul de l'activité surfacique			X
Contaminamètre & terme source Mesure & résultats			1
	Choix du détecteur SAB70-2]	
6000	Radioélément présent	% de présence	Saisir
	Nbre de radioélément saisies 2	% de présence total 100	

Notez que le nombre de radioélément saisie est de : 2 (Sr90 et Y90) et qu'ils représentent au total 100% du terme source. Lorsque la valeur de 100% est atteinte, il est impossible de saisir un nouvel isotope.

00

Cliquez sur l'onglet « *Mesure & résultats* » de la boite de dialogue :

Méthode de contrôle				
° Direct		C Indirect ou par frottis		
Surface contaminée 0 cm²				
Distance source / détect	teur lors du cor	trôle 0,1 cm		
Distance source / detect				
Devilete de sus une				
		- Controle		
			2000 A	
 Mesure intégrée Mesure i 	nstantanée	 Mesure intégrée 	C Mesure instanta	née
D'alles de contras		Résultat de comptage		e
Resultat de comptage	CPS		Г СР	5
Resultat de comptage	_			
Temps de comptage	5	Temps de comptage	5	
Temps de comptage	5	Temps de comptage	5	
Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant	5	Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant	s	
Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant dans la zone de mesure:	S µSv/h	Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant dans la zone de mesure:	s μs	iv/h
Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant dans la zone de mesure:	S µSv/h	Temps de comptage H*(10) ou DED ambiant dans la zone de mesure:	μ5	iv/h

Sélectionner le mode de contrôle qui a été effectuée : *Direct* ou *Indirect*. **Cas d'un contrôle direct :** Renseignez l'application sur l'étendue de la zone contaminée, pour une source ponctuelle saisir la valeur 0 pour *la surface contaminée*. Renseignez l'application sur la *distance source détecteur lors du contrôle*.

- Méthode de contr	ôle					_
	^C Direct	<u>i</u>		◦ Indirect ou par frottis		
			Rendemen	Surface frottée t de frottis par défaut (NF IS	□ <u>100</u> <u>300</u> 100 - - - - - - - -	
				Diamétr	re du frottis 5 cm	
	Distance so	ource / détect	teur lors du co	ntrôle 0,1 cm		
	0.0.10.00 3					
Resultats de mesu	ures					
© Mes	ure intégrée	⊂ Mesure i	instantanée	• Mesure intégrée	° Mesure instantanée	
Résult	at de comptage		CPS	Résultat de comptage	CPS	
Tem	ps de comptage		5	Temps de comptage	5	
H*(10) dans la	ou DED ambiant zone de mesure:		µSv∕h	H*(10) ou DED ambiant dans la zone de mesure:	μSv/h	

Cas d'un contrôle indirect :

Renseignez l'application sur la surface frottée (100 ou 300cm²) sur le rendement de frottis le diamètre du frottis et la distance qui sépare le frottis du détecteur lors du contrôle.

Saisir les données relatives aux résultats de comptage :

Deux types de mesures peuvent être réalisées avec les ictomètres, soit des mesures intégrées soit des mesures instantanées.

Cas des mesures intégrées :

Les mesures intégrées permettent de définir un seuil de décision ainsi qu'une activité minimale détectable. Cette application indique <u>en mode intégration</u> la valeur de l'activité minimale détectable compte tenu des conditions de mesures.

Calcul de l'activité surfacique	X
Contaminamètre & terme source Mesure & résultats	
,,,,,	
° Direct C Indirect	ou par frottis
Surface contaminée 0 cm²	Microsoft Excel
	Factivite de la source ponctuelle est de 101,54 Bq
Distance source / détecteur lors du contrôle 0,1	ст ОК
Resultats de mesures	
C Mequre intégrée C Mequre instantanée C Me	sure intégrée C Maguna instantanéa
Résultat de comptage 2 CPS Résult	at de comptage 25 CPS
Temps de comptage 1 S Tem	ps de comptage 1 S
Déterminer l'activité surf	ncique
Calcul de l'activité surfacique	22
Contaminamètre & terme source Mesure & résultats	
Méthode de contrôle	
° Direct C Indirect	ou par frottis
Surface contaminée U cm²	Microsoft Excel
	l'activité minimale détectable est de 57,15Bq
Distance source / détecteur lors du contrôle 0,1	ст
Resultats de mesures	
⑦ Mesure intéarée ○ Mesure instantanée ○ Me	sure intégrée C Mesure instantanée
Resultat de comptage 2 CPS Result	at ae comptage CPS
Temps de comptage 1 5 Tem	ps de comptage 1 5
Déterminer l'activité surf	ncique

Cas des mesures instantanées :

Mit	crosoft Excel activité surfacique est estimée à 10 Distance s	0,68 Bq/cm ² OK OK Nource / détecteur lors du	[◦] Indirect ou par frottis Surface frottée nent de frottis par défaut (NF : Diamé contrôle 0,1 cm	100 - ISO 7503-1) 10 % tre du frottis 5 cm
Resu	ltats de mesures	• Mesure instantanée	Controle	 ^c Mesure instantanée ²⁵ C/5

Charger un nouveau détecteur

Il est possible de compléter la base de données de l'application. Pour ajouter un détecteur dans la barre outils Excel cliquer sur Convertisseur pour contaminamètre puis choisir Saisir un détecteur.

🖾 N	Microsoft Excel - Compteur IRSN+protec										
	<u>Fichier</u>	dition	<u>A</u> ffichage	Insertion	Forma <u>t</u>	<u>)</u> utils <u>D</u> oi	nnées	Fe <u>n</u> être	e <u>?</u>	Convertisseur pour contamin	amètre
D	൙ 目 🖁	2 4	3 🖪 🖤	አ 🖻 f	🖁 💅 🗠		🤮 :	Σf×	<u></u> ź↓ 2	Compteur alpha/beta	Calibri
_	D28	-	=				1			Saisr un détecteur	
	Α			В			С			BDD Radioélément	E

Une boite de dialogue apparaît, compléter les informations relative à votre détecteur puis cliquer sur Saisir le détecteurs pour que celui-ci soit intégré à la base de données détecteur.

La valeur énergie seuil correspond à l'énergie à partir de laquelle le détecteur prend en compte une interaction. Toutes énergie cédée au détecteur inférieure à cette valeur est considérée comme ne générant pas une auteur de signal suffisamment élevé pour dépasser le seuil de discrimination électronique du détecteur.

La valeur énergie de discrimination alpha/bêta correspond à la valeur énergétique au delà de laquelle le détecteur considère une impulsion comme étant d'origine alpha ou bêta.



Modifier la base de données radioéléments

Pour ajouter un radioélément, dans la barre outils Excel cliquer sur Convertisseur pour contaminamètre puis choisir BDD Radioélément.

🖾 N	Microsoft Excel - Compteur IRSN+protec								
	<u>Fichier</u> Editi	ion <u>A</u> ffichage	Insertion Form	na <u>t O</u> utils	<u>D</u> onnées	Fe <u>n</u> êti	re <u>?</u>	Convertisseur pour contamina	amètre
D	🖻 🖪 🔒	i 🚑 🗟 🖑	🖹 🖹 🖇	\$ 10×0	a 🗸 🍓 🔒	Σ <i>f</i> *	≜ ↓	Compteur alpha/beta	Calibri
_	D28	▼ =						Saisr un détecteur	
	Α		В		С			BDD Radioélément	E

Sélectionner ensuite l'action que vous désirez effectuer :



Ajouter un radioélément :

Cliquez sur ajouter un radioélément saisissez les caractéristique de ce radioélément.

Nouvel émetteur alpha				x
	Symbol	Nbre de mas	se	Symbol de l'élement
	Période		mois Can	fils
800	Raie alpha 1	Energie (MeV)	Intensité (%)	
1	Raie alpha 1			
Ajouter	Raie alpha 1 Raie alpha 1			

Les données relative à la période et élément fils sont destinées à prendre en compte les phénomènes de filiation radioactive à terme.

Actuellement seul 4 raies alpha peuvent être saisie par radioélément, 4 niveau de transition beta et 4 raies de conversion interne.

Suppression d'un radioélément :

La boite de dialogue suivante apparaît, sélectionnez le radioélément à supprimer dans la liste déroulante puis clique sur Supprimer.

Supprimer	un emett	eur beta		×
	110			
			•	
		Supprimer		

Principe général de fonctionnement

Cette application est destinée à convertir les résultats de mesure obtenus à l'aide d'un ictomètre en activité. Deux types de mesures sont actuellement gérées, les mesures alpha et bêta. L'outils calcul pour 100Bq d'un terme source choisi par l'opérateur, le nombre d'entité parvenant au détecteur. Nous considérons pour cela les phénomènes d'absorption dans le support, dans l'air et dans la fenêtre du détecteur.

Validation

Le point principal de l'application repose sur sa capacité à déterminer le rendement de détection. Des comparaisons ont été menées pour divers appareils et radioéléments conformément conditions de test des constructeurs à savoir source située à 5 mm du détecteur. Le tableau qui suit synthétise les résultats simulés et les résultats fournis par les constructeurs :

			résultat de simulation		
Matériel	Source de ref	Rendement constructeur	Sans auto	NF ISO 7503-	
			abs	1	
	Pu239	10%	10,41%	10,41%	
	Pu238	8%	10,41%	10,41%	
	Sr-Y90	20%	19,17%	19,17%	
CBCI	Cl36	17%	18,76%	18,76%	
	Cs137	15,50%	19,00%	19%	
	C14	9%	9,44%	4,72%	
	Pu239	22%	21,39%	21,39%	
SA70,2	Pu238	19%	21,27%	21,27%	
	Sr-Y90	21%	21,27%	21,27%	
CD70 2	Cl36	20%	23,85%	23,85%	
SB/0-2	Co60	5,50%	8,58%	4,29%	
	C14	0,30%	0,00%	0%	
	Cl36	2,50%	2,67%	2,67	
SG	Co60	1%	0%	0%	
	C14	0%	0%	0%	
	Pu238	15,50%	14,64%	14,64%	
	Pu239	14,50%	14,6%	14,6%	
10122	Sr-Y90	21%	27,92%	27,92%	
LBIZZ	Cl36	21%	27,46%	27,46%	
	Co60	17%	23,51%	11,76%	
	C14	12%	18,68%	9,34%	